

Die **KAUTERSPITZ BLEIBT DIREKT NAH DER DEAKTIVIERUNG HEISS UND KANN BEI BENUTZER ODER PATIENT ZU UNGEWOLLTEN VERBRENNUNGEN FÜHREN.**

DIESES MEDIZINPRODUKT KANN NICHT WIRKSAM GEREINIGT UND/ODER STERILISIRT UND DAHER NICHT SICHER WIEDERVERWENDET WERDEN. ES IST FÜR DEN EINMALGEBRAUCH VORGESEHEN. JEDER VERSUCH, DIESES GERÄT ZU REINIGEN UND ZU STERILISIEREN, KANN ZU EINER BIOINKOMPATIBILITÄT, INFEEKTION ODER ANDEREN AUS EINER FEHLFUNKTION DES GERÄTS ERWARTENEN RISIKEN FÜR DEN PATIENTEN FÜHREN.

Die ABDECKHÜLLE IMMER GUT AUFBEWAHREN UND WIEDER AUF DEN KAUTER STECKEN, WENN DIESER NICHT IN GEBRAUCH IST.

VOR DER ENTSORGUNG IN EINEM ABFALLBEHÄLTER FÜR BIOLOGISCHE GEFAHRENSTOFFE ODER SCHARFE GEGENSTÄNDE DEN KAUTER DEAKTIVIEREN. ZUNÄCHST DIE DRAHTSPITZE DES KAUTERS ABBRECHEN ODER MITHILFE EINER ARTERIENKLEMME ODER EINER SCHERE ABSCHNEIDEN UND ANSCHLIESSEND DIE ABDECKHÜLLE WIEDERAUFSTECKEN. DIE BATTERIEN ENTFERNEN, INDEM DIE ENDKAPPE ABGEBROCHEN WIRD. WIRD DIESEN ANWEISUNGEN NICHT FOLGE GELEISTET, KANN DER KAUTER DADURCH VERSEHENTLICH AKTIVIERT WERDEN UND IM ABFALLBEHÄLTER EINEN BRAND ENTFACHEN.

ACHTUNGSHINWEISE:
Dieses Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Beutel beschädigt oder geöffnet ist.
Eine zu lange Aktivierung kann zu einer Überhitzung des Griffes führen.
Der Einsatz übermäßiger Kraft während des Gebrauchs kann dazu führen, dass die Spitze verbiegt oder abbricht.
Um einen unerwünschten Effekt zu vermeiden, das passende Kautermodell auswählen.
Die empfohlene Einschaltzeit beträgt 2 Sekunden ein und 6 Sekunden aus für eine kontinuierliche Zeitspanne von höchstens 15 Minuten.

Medizinischer Zweck / Indikation
 - Bovie® Kauterinstrumente werden zum Stoppen kleiner Blutungen bei Hämostase und ähnlichen Verwendungen verwendet.
Operationsprinzip
 - Dies ist ein batteriegetriebenes Handinstrument, das thermische Energie über ein Heizelement an den Patienten abgibt, indem ein Aktivierungsschalter verwendet wird.
Patientenpopulation
 - Keine Einschränkung
Verwendungssitus und Sitzuzustand
 - Verwendungssitus – Keine Einschränkung
 - Sitzuzustand – Aseptisch
Vorgesehenes Benutzerprofil
 - Ausbildung
 - Geschultes medizinisches Personal
 - Wissen
 - Enthaltene Gebrauchsanweisung lesen und verstehen
 - Verständnis von Hygiene
 - Erfahrung
 - Ausreichende Schulung von Techniken oder Schulung unter Beobachtung/Anleitung
 - Zulässige Einschränkungen
 - Leichte Lese-/Sehschwäche oder korrigierte Sicht auf 20/20

KAUTERE

AVVERTENZE:
NON USARE IN PRESENZA DI GAS/MATERIALI INFIAMMABILI O IN AMBIENTI RICCHI DI OSSIGENO. POTREBBERO SVILUPPARSI INCENDI.

IL KAUTERE PRODUCE CALORE OLTR E 537,7° C (1000°F), CHE PUÒ CAUSARE USTIONI O FIAMME SE UTILIZZATO IMPROPRIAMENTE.

L'ESPOSIZIONE ACCIDENTALE ALLA PUNTA DEL KAUTERE PUÒ PRODURRE USTIONI ACCIDENTALI NEL PAZIENTE O NELL'OPERATORE.

L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DEL TESSUTO AL KAUTERE PUÒ INDURRE DANNI NEI TESSUTI ADIACENTI.

LA PUNTA PER KAUTERIO RIMANE CALDA SUBITO DOPO LA DISATTIVAZIONE E PUÒ CAUSARE USTIONI INVOLONTARIE ALL'OPERATORE O AL PAZIENTE.

QUESTO DISPOSITIVO MEDICALE NON PUÒ ESSERE EFFICACEMENTE PULITO E/O STERILIZZATO DALL'UTILIZZATORE, PER QUESTO MOTIVO NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO GARANTENDONE LA SICUREZZA. È PERTANTO INTESO UNICAMENTE QUALE DISPOSITIVO MONOUSO. OGNI TENTATIVO DELL'UTILIZZATORE DI PULIRE E RISTERILIZZARE IL DISPOSITIVO PUÒ INDURRE BIOINCOMPATIBILITÀ, INFEZIONI O ALTRI RISCHI DI GUAStO DEL DISPOSITIVO SUL PAZIENTE.

TENERE SEMPRE IL CAPPUCCIO DI PROTEZIONE SUL KAUTERE E RIAPPLICARLO DOPO L'USO.

DISATTIVARE IL KAUTERE PRIMA DI GETTARE IL DISPOSITIVO IN UN CONTENITORE PER RIFIUTI A RISCHIO BIOLOGICO O PER TAGLIENTI. SPEZZARE O TAGLIARE VIA PRIMA LA PUNTA DI FILO DEL KAUTERE UTILIZZANDO PINZE EMOSTATICHE, QUINDI RICOLLOCARE IL CAPPUCCIO DI PROTEZIONE. RIMUOVERE LE BATTERIE SPEZZANDO IL CAPPUCCIO TERMINALE. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA NORMA POTREBBE PROVOCARE UN'ATTIVAZIONE INVOLONTARIA DEL KAUTERE E UN INCENDIO NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI.

PRECAUZIONI:
Non utilizzare se la confezione sterile è aperta o danneggiata.
L'attivazione eccessiva può causare il surriscaldamento del manipolo.
L'applicazione di una forza eccessiva sul cautere durante l'uso può causare la piegatura o la rottura della punta.
Per evitare effetti indesiderati, selezionare un modello di cautere adatto.
Il Ciclo di funzionamento raccomandato è di 2 secondi attivo e 6 secondi non attivo per un periodo temporale continuo che non superi i 15 minuti.

Uso medico previsto / Indicazioni
 - Il cautere Bovie® è utilizzato nell'emostasi per arrestare le piccole perdite ematiche e in altri usi similari.
Principio operativo
 - Il cautere è un dispositivo portatile alimentato da una batteria che eroga energia termica al paziente attraverso un elemento riscaldante per mezzo di un interruttore di attivazione.
Popolazione di pazienti
 - Nessuna restrizione
Punto d'uso e condizioni della sede di applicazione
 - Punto d'uso – Nessuna restrizione
 - Condizioni della sede – Asettica
Profilo dell'operatore previsto
 - Istruzione
 - Professionista medico addestrato
 - Consocenza
 - Leggere e comprendere le istruzioni per l'uso fornite
 - Comprendere le norme igieniche
 - Esperienza
 - Formazione sulle tecniche o addestramento sotto sorveglianza/supervisione
 - Lesioni ammesse
 - Leggera compromissione della lettura/vista o correzione della vista fino a 20/20

KAUTERISERING

ADVARSLER:
MÅ IKKE BRUKES I NÆRHETEN AV BRANNFARLIGE GASSER/MATERIALER ELLER I OKSYGENRIKE OMGIVELSER. DETTE KAN FØRE TIL BRANN.

KAUTERISERING ER EN KAUTERISERING VARM PÅ OVER 537,7 GRADER C (1000 GRADER F) SOM KAN FORÅRSAKE FORBRENNINGER ELLER BRANN HVIS DET MISBRUKES.

UTILSIKTET EKSPONERING TIL EN KAUTERISERINGSSPISS KAN FØRE TIL UTILSIKTEDE FORBRENNINGER PÅ PASIENT ELLER BRUKER.

FORLENGET EKSPONERING AV KAUTERISERING MOT VEV KAN FØRE TIL SKADE PÅ OMKRINGLIGGENDE VEV.

KAUTERISERINGSSPISSEN VIL FORTSETTE Å VÆRE VARM UMIDDELBART ETTER DEAKTIVERING OG KAN FORÅRSAKE UTILSIKTEDE FORBRENNINGER PÅ BRUKER ELLER PASIENT.

DETTE MEDISINSKE UTSTYRET KAN IKKE RENGJØRES OG/ELLER STERILISERES EFFEKTIV AV BRUKEREN, OG KAN DERFOR IKKE BRUKES PÅ NYTT. DET ER KUN TIL ENGANGSBruk. ETHVERT FØRSØK FRA BRUKERENS SIDE PÅ Å RENGJØRE OG RESTERILISERE DETTE UTSTYRET KAN FØRE TIL BIO-INKOMPATIBILITET, INFESJSJON, ELLER ANDRE PASIENTFARER FOR Å UTSTYRET SVIKTER.

HA ALLTID BESKYTTELSESHETTEN PÅ, OG SETT DEN PÅ KAUTERISIERINGSINSTRUMENTET NÅR DETTE IKKE ER I BRUK.

DEAKTIVER KAUTERISERINGEN FØR INSTRUMENTET AVHENDS I EN BEHOLDER FOR FARLIGE STOFFER ELLER SKARPE GJENSTANDER. BREKK ELLER KLIPP AV KAUTERISERINGSTRÅDENS SPISS FØRST VED HJELP AV HEMOSTATER, OG SETT PÅ BESKYTTELSESHETTEN IGEN. FJERN BATTERIEVE VED Å BREKKE AV ENDELOKKET. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL UTILSIKTET AKTIVERING AV KAUTERISERINGEN OG BRANN I AVFALLSBEHOLDEREN.

FORSIKTIG:
Dette utstyret må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet.
Overdreven aktivering kan få håndtaket til å overoppfhetes.
Hvis det brukes overdreven makt på kauteriseringsinstrumentet under bruk, kan det føre til at spissen bøyes eller brykker.
For å unngå en uønsket effekt må det velges riktig kauteriseringsinstrumentmodell.
Anbefalt arbeidsryklus er 2 sekunder på og 6 sekunder av i en kontinuerlig periode på ikke lenger enn 15 minutter.

Medisinsk formål/indikasjon

- Bovie® kauteriseringsinstrument brukes for å stoppe små blødinger i hemostaser og andre liknende brukområder.

Driftsprinipp

- Dette er et håndholdt, batteridrevet instrument som leverer termisk energi gjennom et varmeelement, til pasienten ved hjelp av en aktiveringsbryter.

Pasientpopulasjon

- Ingen restriksjon

Brukssted og forhold ved sted

- Brukssted – Ingen restriksjoner
- Forhold ved sted – Aseptisk

Tiltenkt brukerprofil

- Utdannelse
 - Opplært medisinsk personell
- Kunnskap
 - Lest og forstått den medfølgende brukerhåndboken
 - Forståt hygiene
- Erfaring
 - Noe opplæring i tekniker eller opplæring under overvåkning/tilsyn
- Tillatte svekkelser
 - Mildt nedsatt syn eller korrigert syn til 20/20

KAUTERIZAÇÃO

AVISOS:

NÃO UTILIZAR NA PRESENÇA DE GASES/MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU EM AMBIENTES RICOS EM OXIGÉNIO. PODERIA DAR ORIGEM A FOGO.

A KAUTERIZAÇÃO PRODUZ CALOR COM UMA TEMPERATURA SUPERIOR A 537,7° C (1000° F), O QUE PODE PROVOCAR QUEIMADURAS OU INCÊNDIOS NA SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA.

A EXPOSIÇÃO ACIDENTAL À PONTA DE KAUTERIZAÇÃO PODE PROVOCAR QUEIMADURAS ACIDENTAIS NO PACIENTE OU UTILIZADOR.

A EXPOSIÇÃO PROLUNGADA DOS TECIDOS À KAUTERIZAÇÃO PODE PROVOCAR LESÕES NOS TECIDOS PRÓXIMOS.

A PONTA DE KAUTERIZAÇÃO FICA QUENTE IMEDIATAMENTE APOS A DESACTIVAÇÃO E PODE PROVOCAR QUEIMADURAS ACIDENTAIS NO UTILIZADOR OU PACIENTE.

O UTILIZADOR NÃO CONSEGUE LIMPAR E/OU STERILIZAR EFICAZMENTE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO PELO QUE NÃO PODE SER REUTILIZADO EM SEGURANÇA. DESTINA-SE APENAS A UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO. QUALQUER TENTATIVA POR PARTE DO UTILIZADOR EM LIMPAR E RESTERILIZAR ESTE

DISPOSITIVO PODE ORIGINAR UMA SITUAÇÃO DE BIO-INCOMPATIBILIDADE, INFECÇÃO OU OUTROS RISCOS DE FALHA DO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AO PACIENTE.

GUARDE SEMPRE A TAMPA E COLOQUE-A NO KAUTERIZADOR QUANDO NÃO ESTIVER A SER USADO.

DESACTIVE O KAUTERIZADOR ANTES DE ELIMINAR O DISPOSITIVO NUM RECIPIENTE DE ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS DE RISCO BIOLÓGICO OU AFIADOS. PARTA OU REMOVA CORTANTE A PONTA DE KAUTERIZAÇÃO DE FIO COM PINÇAS HEMOSTÁTICAS E COLOQUE A TAMPA NA PONTA DE KAUTERIZAÇÃO. REMOVA AS PILHAS REMOVENDO A TAMPA DA EXTREMIDADE. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA INSTRUÇÃO PODE ORIGINAR A ATIVAÇÃO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DE KAUTERIZAÇÃO E PROVOCAR UM INCÊNDIO NO RECIPIENTE PARA ELIMINAÇÃO.

ADVERTÊNCIAS:
Não utilize este dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.
A activação excessiva pode provocar o sobreaquecimento da pega.
Aplicar força excessiva sobre o dispositivo de kauterização durante o uso pode provocar a torção ou quebra da ponta.
Selecionar um modelo de kauterização apropriado para evitar um efeito indesejável.
O Ciclo de funcionamento recomendado é de 2 segundos ligado e 6 segundos desligado durante um período contínuo de, no máximo, 15 minutos.

Objectivo médico / Indicação
 - Os dispositivos de kauterização Bovie® são usados no estancamento de pequenas hemorragias em hemostas e outros usos semelhantes.
Principio operacional
 - Dispositivo portátil, alimentado com baterias, que administra ao paciente energia térmica através de um elemento de aquecimento através de um interruptor de activação.
População de pacientes
 - Sem restrições
Local de uso e Condições do local
 - Local de uso – Sem restrições
 - Condição do local – Asséptico
Perfil de utilizador pretendido
 - Educação
 - Skolený zdravotnícky odborník
 - Vedomosti
 - prečítal si a porazumel príloženému návodu na použitie
 - chápe hygienu
 - Skúsenosti
 - Skolenie o technikách alebo školenie pod dohľadom
 - Prípustné chyby
 - mierne zhoršené čítanie alebo viditeľnosť alebo viditeľnosť upravená na 20/20

CAUTERIO

ADVERTENCIAS:
NO USAR EN PRESENCIA DE GASES/MATERIALES INFLAMABLES O EN ENTORNOS RICOS EN OXÍGENO. PODRÍA ORIGINARSE UN INCENDIO.

EL CAUTERIO PRODUCE UN CALOR QUE SOBREPASA LOS 537,7° C (1000° F), LO QUE PUEDE OCASIONAR QUEMADURAS O INCENDIOS SI SE UTILIZA MAL.

LA EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A LA PUNTA DE CAUTERIO PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS INADVERTIDAS AL PACIENTE O AL USUARIO.

UNA EXPOSICIÓN DEL TEJIDO PROLONGADA AL CAUTERIO PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS TEJIDOS ADYACENTES.

LA PUNTA DEL CAUTERIO SE MANTENDRÁ CALIENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA DESACTIVACIÓN Y PODRÍA PROVOCAR QUEMADURAS INVOLUNTARIAS AL USUARIO O AL PACIENTE.

EL USUARIO NO PUEDE LIMPIAR O ESTERILIZAR ESTE DISPOSITIVO MÉDICO DE FORMA EFICAZ Y, POR LO TANTO, SU REUTILIZACIÓN NO ES SEGURA. ESTÁ DESTINADO PARA UN SOLO USO ÚNICAMENTE. CUALQUIER INTENTO POR PARTE DEL USUARIO DE LIMPIAR Y ESTERILIZAR ESTE DISPOSITIVO PUEDE DAR LUGAR A BIOINCOMPATIBILIDAD, INFECCIÓN U OTROS RIESGOS RELACIONADOS CON EL FALLO DEL DISPOSITIVO PARA EL PACIENTE.

CONSERVE SIEMPRE EL PROTECTOR DE LA PUNTA DEL CAUTERIO Y VUELVA A COLOCARLO CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO.

DESACTIVE EL CAUTERIO ANTES DE DESECHAR EL DISPOSITIVO EN UN CONTENEDOR DE RESIDUOS QUE ENTRAÑEN RIESGOS BIOLÓGICOS O DE MATERIALES "AFILADOS". PRIMERO ROMPA O CORTE LA PUNTA DEL ALAMBRE DEL CAUTERIO USANDO PINZAS HEMOSTÁTICAS Y VUELVA A COLOCAR EL PROTECTOR DE LA PUNTA DEL CAUTERIO. RETIRE LAS BATERÍAS ROMPIENDO LA TAPA DEL EXTREMO. SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES SE PODRÍA OCASIONAR UNA ACTIVACIÓN IMPREVISTA DEL CAUTERIO Y SE PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO EN EL CONTENEDOR DE RESIDUOS.

PRECAUCIONES:
No usar este dispositivo si la bolsa está dañada o abierta.
Una activación excesiva podría provocar un sobrecalentamiento del mango.
La aplicación excesiva de fuerza en el cauterio durante el uso puede provocar que la punta se doble o se rompa.
Para evitar un efecto no deseado, seleccione el modelo de cauterio adecuado.
El ciclo de trabajo recomendado es de 2 segundos encendido y 6 segundos apagado durante un tiempo continuo de no más de 15 minutos.

Propósito Médico / Indicación
 - Los dispositivos de cauterio Bovie® se utilizan para detener pequeños sangrados en la hemostasis y otros usos similares.
Principio de funcionamiento
 - Este es un dispositivo portátil accionado por una batería, que suministra energía térmica al paciente, mediante un elemento de calentamiento, usando un interruptor de activación.
Población de pacientes
 - Sin restricciones
Sitio de Uso y Condiciones del Sitio
 - Sitio de uso – Sin restricciones
 - Condiciones del Sitio – Asepticas
Perfil del usuario previsto
 - Formación
 - Profesional médico cualificado
 - Conocimientos
 - Leer y entender las instrucciones de uso suministradas
 - Entender la higiene
 - Experiencia
 - Formación en técnicas o formación práctica con supervisión/vigilancia
 - Capacidades técnicas
 - Discapacidad de visión/lectura leve o visión corregida hasta 20/20

KAUTER

VAROVANIA:
POMÓCKU NEPOUŽÍVATE V PRÍTOMNOSTI HORLIVÝCH PLYNOV ALEBO MATERIÁLOV ANI V PROSTREDÍ BOHATOM NA KYSLÍK. MOHLO BY DŮJST K POŽÁRU.

KAUTER PRODUKUE TEPLOTU VYŠŠÍ OKO 537,7 ° C (1000 ° F), KTORÁ MÔŽE PRI NESPRÁVNOM POUŽÍVANÍ SPOSOBIT POPALENIU.

NÁHODNÉ VYSTAVENIE HROTU KAUTERA MÔŽE VIESŤ K NÁHODNÉMU POPÁLENIU PACIENTA ALEBO POUŽÍVATEĽA.

PREDĽŽENÉ VYSTAVENIE TKANIVA KAUTERU MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU OKOLITÉHO TKANIVA.

HROT KAUTERA JE HORÚCI OKAMŽITE PO DEAKTIVÁCI A POUŽÍVATELOVI ALEBO PACIENTOVI MÔŽE SPOSOBIT NEÚMYSELNÉ POPALENIU.

POUŽÍVATEĽ NEMÔŽE ÚČINNNE VYČISTIŤ ANI STERILIZOVAŤ TÚTO ZDRAVOTNÍCKU POMÓCKU, A PRETO JU NEMOŽNO BEZPEČNE ORAKOVANE POUŽÍVAŤ. JE URČENÁ LEN NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE. AKÝKOLVEK POKUS POUŽÍVATEĽA O VYČISTENIE ALEBO STERILIZÁCIU TEJTO ZDRAVOTNÍCKEJ POMÓCKY MÔŽE VIESŤ K OHROZENIU PACIENTA RIZIKOM BIOLOGICKEJ NEKOMPATIBILITY, INFEEKIE ALEBO INÝMI RIZIKAMI ZLYHANIA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÓCKY.

KRYT KAUTERA SI VŽDY OKLDADAJTE A ZATVORTE HO, KEĎ SA NEPOUŽÍVA.

PRED ODHODNÉNÍM POMÓCKY DO NÁDOBY NA BIOLOGICKÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD ALEBO OSTRÉ PREDMETY KAUTER DEAKTIVUJTE. NAJPRV ODLMOTE ALEBO ODREŽTE HROT DRÔTU KAUTERA POMOCU PEÁNU A ODBRÁŤTE VIEČKO. VYBERTE BATÉRIE PRELOMENÍM KONCOVÉHO VIEČKA. V PRÍPADE NEDODRŽANIA TOHTO POKYNU MÔŽE DŮJST K NEÚMYSELNEJ AKTIVÁCI KAUTERA, ČO MÔŽE SPOSOBIT POŽIAR V NÁDOBE NA ODPADKY.

UPOZORNENIA:
Pomôcku nepoužívajte, ak je vrecko poškodené alebo otvorené.
Nadmerná aktivácia môže spôsobiť prehriatie rukoväte.
Tlačenie kautera veľkou silou počas používania môže spôsobiť ohnutie alebo zlomenie hrotu.
Ak chcete zabrániť neželaným účinkom, vyberte si príslušný model kautera.
Odporičaný pracovný cyklus je 2 sekundy zapnutia a 6 sekúnd vypnutia maximálne 15 minút nepretržite.

Medicinsky účel/Indikácia
 - Kauterizačné pomôcky Bovie® sa používajú na zastavenie drobných krvácaní pri hemostaze alebo iných podobných použitiach.
Zásady prevádzky
 - Je to ručná pomôcka na batériu, ktorá dodáva tepelnú energiu prostredníctvom zohrievanej časti pacientovi pomocou aktívneho spínača.
Skupina pacientov
 - Bez obmedzenia
Miesto použitia a podmienky na mieste
 - Miesto použitia – bez obmedzení
 - Podmienky na mieste – aseptické
Profil cieľového používateľa
 - Vzdelanie
 - Skolený zdravotnícky odborník
 - Vedomosti
 - prečítal si a porozumel príloženému návodu na použitie
 - chápe hygienu
 - Skúsenosti
 - Skolenie o technikách alebo školenie pod dohľadom
 - Prípustné chyby
 - mierne zhoršené čítanie alebo viditeľnosť alebo viditeľnosť upravená na 20/20

KAUTER

VARNINGAR:
ANVÄND INTE I NÄRVÄR AV LÄTTANTÄNDLIGA GASER/MATERIAL ELLER I SVYRERIKA OMGIVNINGAR. BRAND KAN UPPTÄ.

KAUTERN PRODUCERAR VÄRME PÅ ÖVER 537,7 ° C (1000 ° F), VILKET VÄD FELANVÄNDNING KAN ORSAKA BRÄNNKADOR ELLER LEDA TILL BRAND.

OM KAUTERSPETSEN AV EN OLYCKSHÄNDELSE SKULLE VIDRÖRA PATIENT ELLER ANVÄNDARE KAN DET ORSAKA OAVSIKTLIG SKADA.

UTDRAGEN VÄNVÄNDSXPNERING FÖR KAUTERN KAN ORSAKA SKADA PÅ INTILLIGGANDE VÄVNAD.

ALLDELES EFTER AVAKTIVERING FÖRBLIR KAUTERSPETSEN VARM OCH KAN ORSAKA OAVSIKTLIG BRÄNNSKADA PÅ PATIENT ELLER ANVÄNDARE.

DENNA MEDICINSKA ANORDNING KAN INTE RENGÖRAS EFFEKTIVT OCH/ELLER STERILISERAS AV ANVÄNDAREN OCH KAN DÄRFÖR INTE ÅTERANVÄNDAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. DEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ENGÅNGSBruk. FÖRSÖK ATT RENGÖRA OCH/OMSTERILISERA ANORDNINGEN KAN RESULTERA I BIOINKOMPATIBILITET, INFEEKTION ELLER ANDRA RISKER FÖR PATIENTEN PÅ GRUND AV ATT ANORDNINGEN INTE FUNGERAR KORREKT.

BEHÅLL ALLTID SKYDDSHYLSAN OCH SÄTT TILLBAKA DEN PÅ KAUTERN NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

STÅNG AV KAUTERN INNAN ANORDNINGEN KASTAS I EN BEHÅLLARE FÖR BIOLOGISKT ELLER SKÄRANDE RISKAVFALL. BRYT ELLER SKÅR FÖRST AV KAUTERSNS LEDNINGSSPETS MED EN PEANG OCH SÄTT TILLBAKA SKYDDSHYLSAN. TA UR BATTERIERNA GENOM ATT BRYTA AV HYLSANS ÄNDE. UNDERLÄTNETH ATT FÖLJA DENNA ANVISNING KAN LEDA TILL ÖNSKAD AKTIVERING AV KAUTERN OCH ORSAKA BRAND I AVFALLSBEHÅLLAREN.

FÖRSIKTIGHET:
Använd inte denna produkt om förpackningen är skadad eller öppnad.
Vid överdriven aktivering kan handtaget överhettas.
Om kautern utsätts för alltför mycket tryck vid användning kan spetsen böjas eller brytas av.
För att undvika oönskade effekter är det viktigt att välja rätt kautermodell.
Rekommenderad pulsvakt är två sekunder på och sex sekunder av under en oavbruten tid som inte är längre än 15 minuter.

Medicinskt syfte/indikation
 - Bovie® kauteriseringsanordningar används för att stoppa små blödningar i hemostas och andra liknande användningar.
Driftprincip
 - Detta är en handhållen batteridriven anordning som, genom en aktiveringsomkopplare, avger termisk energi via ett värmeelement till patienten.
Patientpopulation
 - Inga restriktioner
Användningsställe och dess tillstånd
 - Användningsställe – Inga restriktioner
 - Ställets tillstånd – Aseptiskt
Avsedd användarprofil
 - Utbildning
 - Utbildad sjukvårdspersonal
 - Kunskap
 - Läs och förstå medföljande bruksanvisning
 - Erfarenhet
 - Viss utbildning i teknik eller utbildning under kontroll/övervakning
 - Tolererbar svaghet
 - Svag försämring av lässyn/synskärpa eller korrigerad synskärpa till 20/20

ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ΜΗΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΟΞΥΓΕΝΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ.

Ο ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 537,7 ΒΑΘΜΩΝ C (1000 ΒΑΘΜΟΙ F), Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Η ΟΠΡΓΗΤΕΙ ΣΕ ΒΙΟ-ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΛΟΙΜΩΞΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΚΙ